



AED

Automated External Defibrillator

【自動体外式除細動器 設置施設】

“いざ”という時の為に！
救うことができる命の為に！
お備えください！！



電極パッドと本体を一体化
使いやすさにこだわったAED

M5066A



- 重量: 1.5kg(バッテリー及びパッドカートリッジ装着時) ●寸法: 幅21.0×高さ7.0cm×奥行19.0cm
- 電源: リチウム二酸化マンガン電池 ●15分間の心電図データを記録
- バッテリー容量は200回のショック、または4時間の動作 ●本体はメーカー5年保証

ActiBiphasic

cardiolife

自動体外式除細動器

AED-2100

ワンボタン、簡単操作！

フタを開けると自動で電源ON。
フタを開けてから除細動まで、
通電ボタンを押すだけのワンボタン
操作です。

使い捨て除細動パッド
P-531



バッテリーバック
NKPB-28271



電極パッドは接続済み！

電極パッドを本体に接続する
手間が省け、早期除細動を
実現します。

手順は音声アナウンス！

機器に不慣れな方でも安心して
救命処置が行えます。

- 重量: 2.5kg(バッテリーバックNKPB-1430・電極含む)
- 寸法: 幅25.0×高さ10.0×奥行31.5cm
- バッテリーバックNKPB-1430[X212] (待機寿命: 約2年)



— お客様に感動をお届けする —

仮設ハウス・トイレ・建設機材のレンタル
祈願祭式典・各種イベント

株式会社 **レンタルサービス**

〒943-0804 新潟県上越市新光町3-12-31
TEL. 025-545-1227 FAX. 025-545-1228
E-mail. LET06670@nifty. no. jp



かえでちゃん (CAEDE: CPR AED Expert) は
心肺蘇生とAEDの普及をお手伝いする
キャラクターです。